

# ERISCROM

# INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ

# POUR CHROMATOGRAPHES:

# PRÉCISION ET CONTRÔLE POUR VOTRE LABORATOIRE



TESTINGLAB  
EQUIPMENTS

*Incubateurs réfrigérés polyvalents en acier inoxydable avec circulation d'air forcée. Avec option de contrôle de l'humidité relative. Idéal pour les applications avec des chromatographes, de grands agitateurs, la thermostatisation d'instruments.*



## CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Plages de température standard entre +4°C et +55°C.



## CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Optionnel. Plage d'humidité relative de 30 à 90 %.



## VOLUMES

Différentes options de volume : 384, 718 ou 1160 litres.



## GAZ ÉCOLOGIQUE

Gaz R-290 à faible GWP (valeur 3) conforme aux directives européennes F-GAS.



## ÉTAGÈRE RENFORCÉE

Fabriqué en acier inoxydable perforé avec guides télescopiques fixes, et réglable en hauteur. Charge maximale de 100 kg/m<sup>2</sup>, spécialement conçue pour les applications chromatographiques. (En option télescopique).



## CONTRÔLEUR

Basé sur un microprocesseur avec un écran tactile couleur de 7 pouces, avec système d'enregistrement électronique des données et représentation Graphique des données. Indication de la configuration et des points réels.



+34 918 273 484



TESTING LAB EQUIPMENTSS.L.  
[info@testinglab.es](mailto:info@testinglab.es)



[www.testinglab.es](http://www.testinglab.es)